



Étape 1 : Ajouter un patient

- Connectez vous à la plateforme médicale Newcard.
- Cliquez sur : **AJOUTER UN PATIENT** en haut à droite de votre tableau de bord.
- L'onglet « **Inclure un nouveau patient** » s'ouvre (*image ci-dessous*).
- Suivez les étapes 2, 3, 4 de cette fiche pour comprendre comment inclure un patient via cet onglet.

Étape 2 : Consentement du patient

- Valider que le patient consent à être télésurveillé.

Étape 3 : Renseigner les données dans chaque encadré



IDENTITÉ PATIENT

1



CONTACT PATIENT

2



DONNÉES MÉDICALES

3



COMMENTAIRE

5



ORDONNANCE DE TÉLÉSURVEILLANCE

4

Inclure un nouveau patient dans le cadre du droit commun *i*

Kit Balance Tensiomètre Application mobile

1 IDENTITÉ PATIENT

Nom* Prénom* Nom de naissance

HOMME FEMME INDÉTERMINÉ Date de naissance* N° sécurité sociale (NIR)*

Identité vérifiée au moyen de:* ou Identité non vérifiée

Consentement donné par le patient*

2 CONTACT PATIENT

Portable* ou Fixe*

Mail

Adresse, CP, ville

Langue parlée

Français

3 DONNÉES MÉDICALES

Rythme actuel* Stimulateur* Forfait socle - TVB - 28€ / mois *i*

Poids initial (kg)* Fonction systolique (%)

4 ORDONNANCE DE TÉLÉSURVEILLANCE

CH NEWCARD dognin elisa

5 COMMENTAIRE

Informations utiles pour le parcours patient

patient hospitalisé, s sur l'entourage du patient, e l'infirmière libérale

Indiquez si vous avez vérifié l'identité de votre patient.

Choisissez la configuration du kit selon le profil du patient

Si le nom de naissance de votre patient est différent, veuillez renseigner son nom de naissance.

Dans un centre, vous pouvez choisir le nom du médecin prescripteur (il doit avoir les autorisations pour apparaître)

Ordonnance obligatoire pour facturer.
Glisser et déposer l'ordonnance ici ou cliquer.

INCLURE

COMPLÉTER LES INFORMATIONS **TERMINER L'INCLUSION**

Étape 4 : Finalisation

- Cliquez sur « **INCLURE** », un encadré apparaît, vous avez deux possibilités :

- En cliquant sur « **TERMINER L'INCLUSION** », le minimum des informations nécessaires pour commencer la télésurveillance du patient sera complété.
- En cliquant sur « **COMPLÉTER LES INFORMATIONS** », vous serez redirigé vers l'édition du patient afin de fournir des détails supplémentaires, permettant aux équipes de Newcard de mieux suivre et impliquer les patients dans leur parcours de télésurveillance.



La vérification de l'identité du patient n'est pas obligatoire pour inclure un patient.

QU'EST-CE QUE L'INS ?

L'Identité Nationale de Santé (INS) est une identité unique, pérenne et partagée par tous les professionnels de santé, obligatoire depuis le 1er janvier 2021.

POURQUOI VÉRIFIER L'IDENTITÉ DU PATIENT ?

- Limiter les erreurs d'identification des patients
- Faciliter l'échange et le partage des données de santé et informations médicales
- Contribuer à la qualité des soins et à la sécurité des patients
- Éviter les doublons de dossiers

COMMENT LA VÉRIFIER ?

1. Vous pouvez vérifier l'identité de votre patient lors de l'inclusion (cf. recto 1 minute pour inclure)
2. Dans la section dédiée à l'édition du patient, il est possible de récupérer l'identité du patient grâce au téléservice INS. Cela permet d'obtenir la matricule INS du patient et de sécuriser ses informations.

Chaque patient possède un numéro matricule INS unique.

LES 5 TRAITS D'IDENTITÉ INS : (que vous retrouvez dans l'inclusion)

1. Nom de naissance
2. Date de naissance
3. Sexe
4. Liste des prénoms de naissance
5. Code lieu de naissance

! Importance de la vérification de l'identité du patient

Pour garantir la sécurité de l'utilisateur et éviter toute erreur :

- **Vérifiez l'identité du patient au moins une fois à l'aide d'un justificatif d'identité** (Carte Nationale d'Identité (CNI), passeport, titre de séjour permanent).

Dans l'inclusion Dans l'édition



- Une **identité qualifiée** (**vérifiée** + **récupérée**) permet de sécuriser et fiabiliser les échanges de données médicales et administratives avec des services tiers.

Newcard est un service de télésurveillance médicale conforme à la réglementation

La solution 1 Minute pour mon cœur est un dispositif médical de classe I destiné à la télésurveillance de l'insuffisance cardiaque. Fabriqué par Newcard, ce produit de santé réglementé porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Newcard met également à la disposition des patients du matériel en complément du logiciel de télésurveillance, afin de faciliter la récolte et l'analyse des données. Ce dispositif n'est pas un système d'urgence et doit être utilisé conformément aux instructions figurant dans la notice d'utilisation. Il est pris en charge à 100% par l'Assurance Maladie.

Siège social : Wambrechies - Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole B sous le numéro 821 766 961.

Dernière modification : 16 mars 2026 - Imprimé par : Pixartprinting - **Ne pas jeter sur la voie publique**
Référence : MPC-INC-PS-00.



Parc du Moulin
236 Av. Clément Ader
59118 Wambrechies
www.newcard.fr