

DOUBLE AUTHENTIFICATION

Les mots de passe seuls ne garantissent plus une sécurité suffisante (fuites de données, phishing, réutilisation de mots de passe).

Les données de santé traitées sur Newcard nécessitent un niveau de protection renforcé.

La double authentification (2FA) ajoute une étape de vérification supplémentaire lors de la connexion afin de sécuriser l'accès à la plateforme.

Étape de connexion et de double authentification


1 Connexion habituelle

Connectez-vous avec votre email et votre mot de passe.



2 Demande de vérification

Un écran vous invite à saisir un code de vérification.



3 Réception du code

Un code à 6 chiffres vous est envoyé par email.



4 Saisie du code

Renseignez ce code pour valider votre accès.



5 Accès à la plateforme


Votre authentification est validée.

Vous pouvez accéder à la plateforme Newcard en toute sécurité

Fréquence de vérification

Par défaut, la double authentification est demandée tous les 15 jours.

Vous pouvez ajuster cette fréquence (de 1 à 30 jours) depuis votre profil, dans la rubrique [Configuration](#)



Besoin d'aide ?

En cas de difficulté, contactez l'équipe Newcard.

Les solutions 1 Minute pour mon cœur et 1 Minute pour mes reins sont des dispositifs médicaux de classe I destinés à la télésurveillance de l'insuffisance cardiaque et de l'insuffisance rénale, en particulier aux patients présentant une MRC stade IV ou V, ainsi qu'aux patients transplantés rénaux ayant été greffés il y a plus de trois mois. Fabriqués par Newcard, ces produits de santé réglementés portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Newcard met également à la disposition des patients du matériel en complément du logiciel de télésurveillance, afin de faciliter la récolte et l'analyse des données. Ces dispositifs ne sont pas des systèmes d'urgence et doivent être utilisés conformément aux instructions figurant dans la notice d'utilisation. Ils sont pris en charge à 100% par l'Assurance Maladie.

Siège social : Wambrechies - 821 766 961 - Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole B.

Date de création : 10/04/2026 - Image : Newcard - Ne pas jeter sur la voie publique - NEW-NTU-2FA-00